

## Zbiorcze odpowiedzi na PYTANIA

„Zakup i sukcesywna dostawa wyrobów medycznych  
(pieluchomajtki, podkłady higieniczne) dla potrzeb  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Hży”

Zbiorcze odpowiedzi na pytania:

I ZESTAW pytań i odpowiedzi

### Pytanie nr 1

1. Część 1: Czy Zamawiający dopuści Pieluchomajtki wykonane w całości z warstw przepuszczających powietrze, niezależnie od surowca użytego do tego celu?

**Odpowiedź:**

Ewentualnie istnieje taka możliwość

### Pytanie nr 2

2. Część 1, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści chłonność 2200ml?

**Odpowiedź:**

Tak

### Pytanie nr 3

3. Część 1, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści chłonność 2500ml?

**Odpowiedź:**

Tak

### Pytanie nr 4

4. Część 1, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści chłonność 2500ml?

**Odpowiedź:**

Ewentualnie istnieje taka możliwość

**Pytanie nr 5**

5. Część 2: Czy Zamawiający dopuści chłonność 950g?

**Odpowiedź:**

**Ewentualnie istnieje taka możliwość**

**II ZESTAW pytań i odpowiedzi**

**Pytanie nr 1**

Część 1. Pieluchomajtki.

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki wyposażone we wskaźnik wilgotności w postaci podłużnego nadruku atramentowego umieszczonego na spodniej stronie w kolorze niebieskim, który pod wpływem moczu, w miarę napełniania się wkładu chłonnego, blednie, rozmywa się i zanika, informując w ten sposób o stopniu napełnienia i konieczności wymiany pieluchy?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 2**

Część 1. Pieluchomajtki. Lp. 3. Czy Zamawiający **nie pomylił się** podając dla pieluchomajtek L noc chłonność **zaledwie 2600 g**?

**Odpowiedź:**

**Pieluchomajtki nocne muszą mieć większą chłonność . Takie miałyśmy z ubiegłego roku**

**Pytanie nr 3**

W Lp. 2. jest 2500 g, co oznacza, że w obydwu pozycjach można będzie zaoferować ten sam produkt.

**Odpowiedź:**

**Pieluchomajtki nocne muszą mieć większą chłonność .**

**III ZESTAW pytań i odpowiedzi**

**Pytanie nr 1**

**Części nr 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części nr 2 podkładów chłonnych nieprzepuszczających wilgoci, podfoliowany, w rozmiarze 60x90cm z wkładem chłonnym składającym się z pulpy celulozowej + SAP, chłonność min. 1000 g , rozmiar wkładu chłonnego 85 x 55, opakowanie 30 sztuk?

**Odpowiedź:**

**Ewentualnie istnieje taka możliwość**